

FRESA RETRÓGRADA TWISTR E SISTEMA DE INSTRUMENTAIS CRUCIATE+

Fresagem 'Tamanho Único' Combinada com Guia de Precisão¹



Diferenciação Significativa

- Fresa Retrógrada TWISTR: Um dispositivo inovador capaz de perfurar 13 tamanhos diferentes de túneis;
 - O desenho de tamanho único elimina a necessidade de estocar vários tamanhos de fresas, otimizando a gestão de inventário;
 - Pode ser ajustado no meio do estojo para perfurar vários tamanhos de túneis, aumentando a versatilidade intraoperatória e reduzindo custos;
- O sistema de instrumentais MITEK Cruciate+ aumenta a precisão da perfuração, para obter precisão na colocação anatômica do túnel¹

A lâmina da Fresa Retrógrada TWISTR™ pode ser ajustada para perfurar túneis ósseos entre 6 mm e 12 mm, incluindo tamanhos intermediários.

*Possibilitar que seus
pacientes voltem à sua
paixão é a nossa paixão.*



Informações para Pedidos

	Código do Produto	Descrição
Descartáveis	232000	Fresa Retrógrada TWISTR™ Fresa Retrógrada descartável, para uso em um único paciente, 6-12 mm
	232301	Kit de Descartáveis ACL Externos-Internos Kit de instrumentação descartável para perfuração externa-interna durante a reconstrução do ACL. O kit contém: pino de passagem de sutura externo-interno, fio-guia de 1,1 mm, pino do introdutor do tipo ponta de broca de 14", afastador de enxerto maleável, caneta de marcação e régua
	Código do Produto	Descrição
Bandeja	215203	Bandeja do Sistema de Instrumentais MITEK Cruciate+ Bandeja de Esterilização
	215205	Tampa da Bandeja do Sistema de Instrumentais MITEK Cruciate+ Tampa da Bandeja de Esterilização

	Código do Produto	Descrição
Carrinho, Bala e Inserts	219001	Carrinho-Guia Carrinho do Guia de Carregamento Lateral e Posterior
	219002	Obturador para Bala da Fresa Retrógrada Obturador de 4,8 mm para Uso com Bala 219004
	219003	Bala do Pino do Introdutor Bala de Diâmetro Interno de 2,4 mm, para uso com Pino do Introdutor Padrão
	219004	Bala da Fresa Retrógrada Bala de Diâmetro Interno de 4,8 mm, para uso com Fresa TWISTR
	219005	Insert de 2,4 mm para Bala da Fresa Retrógrada Insert/Adaptador do Pino do Introdutor de 2,4 mm para Bala 219004
	219018	Pino de Passagem de Sutura Externa-Interna Passador de Sutura Reutilizável de Ponta Bifurcada

	Tibial		Femoral	
Código do Produto	219006	219007	219008	219009
Descrição	Guia de Ponta Tibial ACL Guia Tibial de Estilo Ponta a Ponta	Guia de Captura Tibial ACL Guia Tibial Fechado (estilo de captura)	Guia de Ponta Femoral ACL/PCL Guia Tibial de Estilo Ponta a Ponta	Guia de Captura Femoral ACL/PCL Guia Femoral Fechado (estilo de captura)
Braços do Guia				

Garantia Limitada e Isenção de Responsabilidade: Os produtos DePuy Mitek, Inc. vendidos com uma garantia limitada ao comprador original contra defeitos de mão de obra e materiais. Quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias de mercantibilidade ou adequação, estão isentas de responsabilidade por meio deste documento.

ADVERTÊNCIA: Nos EUA, este produto possui limitações de rotulagem. Veja o folheto de embalagem para obter as informações completas.

ATENÇÃO: A lei dos EUA restringe a venda destes produtos por ou sob prescrição de um médico.

As marcas de terceiros usadas neste documento são marcas registradas de seus respectivos proprietários

REFERÊNCIA:

1.Mitek Sports Medicine Knee Instrument Divergence Test, Protocol 103247907 & Report 103257492. Compared to Arthrex RetroConstruction™ Instrumentation and Smith & Nephew Acufex™ Director™