

# Cientific<sup>®</sup> Synovial

Ácidos Hialurônicos Reticulados

Evolução do **tratamento da Osteoartrite** com Ácidos Hialurônicos de 3<sup>a</sup> geração com tripla reticulação (cross-link).

**Alivia a dor e melhora a mobilidade articular por mais tempo.**



# Cientific® Synovial

Ácidos Hialurônicos Reticulados

## ALIVIA A DOR E MELHORA A MOBILIDADE ARTICULAR POR MAIS TEMPO

Graças a sua **EXCLUSIVA** formulação, com apenas 2 ml, Cientific Synovial permite:

Redução da dor articular

Melhora a lubrificação

Efeito condroprotetor

Maior absorção dos impactos articulares

Melhora da mobilidade articular

Efeito prolongado por mais tempo (até 12 meses)

## POSOLOGIA

Injetar na cavidade articular uma vez ou a critério médico. Recomenda-se utilizar a agulha 21 G (0.80 mm x 51 mm) ou 18G (1,20mm x 40 mm) devido a viscosidade do gel.

## APRESENTAÇÕES

Cientific Synovial 40 mg (composto por Ácidos Hialurônicos Reticulados 20 mg/ml) seringa pré-carregada x 2 ml com viscosidade de 11.000 a 11.400 cP.

Cientific Synovial 60 mg (composto por Ácidos Hialurônicos Reticulados 30 mg/ml) seringa pré-carregada x 2 ml com viscosidade de 13.000 a 13.400 cP.



**IQNet - International Certification Network**

Produzido sob certificação internacional ISO 13485

 **Gador**

Rua Mário de Andrade, 550  
Santa Branca, Belo Horizonte - MG  
CEP: 31565-110

[www.gadordobrasil.com.br](http://www.gadordobrasil.com.br)  
SAC Gador: 0800 031 9536

